

C O N S U M I B L E S



Waters

COLUMNAS CROMATOGRÁFICAS Y CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS



Columnas para UPLC. Columnas para HPLC (analíticas, preparativas). Columnas para GPC.
Viales. Insertos. Consumibles para preparación de muestras (SPE, QuEChERS, filtración).
Consumibles para el análisis preciso de péptidos, proteínas, oligonucleótidos, glicanos y aminoácidos.



COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA



Columnas para Cromatografía líquida.

Base sílica (RP-NP), Híbridas para amplio rango de Ph (1 a 12),
Quirales, Núcleo sólido, Columnas preparativas, Rellenos para columnas preparativas.



CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS TÉRMICO



Pan y Lid para DSC y TGA



Estándares orgánicos para HPLC y GC: PAH's, BTEX's, Pesticidas, Hidrocarburos, PCB's, FAME's.
 Estándares inorgánicos para ICP, AA, XRF y Cromatografía iónica: mono y multielementos, Metales base oleosa (Wear Metals), Aniones, Cationes.
 Estándares para la industria del Biodiesel ASTM D6751 & D6584 y DIN EN 14214 & EN 14105.



Consumibles para preparación de muestra (SPE, SLE, QuEChERS y columnas). Resinas industriales (Bulks). Resinas para purificación a nivel molecular (Molecularly Imprinted Polymers). Columnas para Cromatografía Flash.



CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFÍA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS



Columnas cromatográficas para HPLC y UHPLC, Extracción en fase sólida dispersiva: QuEChERS, Cartuchos de extracción en fase sólida (SPE)
Columnas de Cromatografía Gaseosa, Rellenos cromatográficos (Bulk), Filtros de jeringa.



Filtros de jeringa, Tubos Falcon, Tubos Eppendorf, Viales, Crimpadoras, Tapas, Insertos, Tubos de Centrífuga, Membranas de filtración, Sistemas de filtración.

E N T R E G A I N M E D I A T A

Paracas 51 (C1275AFA) CABA, Argentina
Tel: 54 11 5368-6610 / Whatsapp: +54 9 11 5497-9400
e-mail: ventas@damicosistemas.com
www.damicosistemas.com

Seguinos en redes:

